

## FICHE TECHNIQUE

### Blouses de protection non tissées avec manchettes élastiquées, 25 g - Sachet de 10

Blouses à usage unique pour le personnel médical. Non stériles, non tissées. Avec lien à la taille et au cou et poignets élastiqués.

Blouses à manches longues, à usage unique.

Adaptées pour une utilisation en milieu médical.

Dispositif médical de classe I conforme à la réglementation sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 (MDR).

- Blouses en non tissé de polypropylène 25 g/m<sup>2</sup>
- Liens à la taille et au cou
- manches longues avec poignets élastiques
- Matière respirante
- Couleur disponible : Bleu et vert
- Sans latex
- À usage unique
- Non stérile
- Durée de conservation : 5 ans
- Taille disponible : L et XL

Matériel Médical CE.

**Conditionnement** : Vendues par sachet de 10 blouses.

