

## FICHE TECHNIQUE

### Compresses de gaze non stériles - 13 fils et 8 plis - Paquet de 100 compresses - Robemed

Tissu de gaze hydrophile blanchie densité 17 gr/m<sup>2</sup> en 100% coton purifié et blanchi sans azurant. Avec pliage chirurgical et bords rentrés.

Dimensions de la compresse :

- 5 x 5 cm pliée soit 15 x 15 cm dépliée. 8 plis
- 7,5 x 7,5 cm pliée soit 18 x 30 cm dépliée. 8 plis
- 10 x 10 cm pliée soit 25 x 40 cm dépliée. 8 plis

Conditionnement par paquet de 100 compresses.  
Vendues par lot de 4 boîtes, soit 400 compresses.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Compresses de gaze non stériles 8 plis 13 fils 17 gr/m<sup>2</sup> - 100% coton hydrophile

